

Disruptor celular Sonifier de Branson™

Gabinete acústico

Generalidades

El funcionamiento del Sonifier® en un gabinete aislado puede minimizar el ruido mecánico producido por el procesamiento ultrasónico. El robusto gabinete está revestido con material impermeable y que absorbe el sonido, que es inmune a la mayoría de las soluciones o reactivos de laboratorio y se puede limpiar fácilmente. Una puerta totalmente transparente permite visualizar el proceso y al mismo tiempo limita el ruido a un nivel aceptable.

La clasificación de decibelios se reducirá entre 20 y 25 db.

Las aberturas en la parte superior e inferior del gabinete facilitan el acceso para usar una bocina de copa o sondas estándar.

Viene con columna interior y placa de fijación regulable.

El panel lateral permite la colocación de bocinas, indicaciones y manuales.



Especificaciones

Peso real	Peso con empaque	D. I.	D. E.	Nº de pieza	N.º de adaptador
19,5 lbs.	30 lbs.	13"An x 11"Pr x 21.5"Al (330 x 280 x 5466 mm)	18.5"An x 12.5"Pr x 28"Al (470 x 318 x 711 mm)	101-063-275	100-121-074 (Solo cuando es necesario para SFX 150)

Para obtener más información:
www.Emerson.com/Branson

BRANSON™



EMERSON™