

Acessorios Sonifier de Branson™

Micropuntas SFX 150

Generalidades

Las micropuntas para el Sonifier SFX están disponibles en cuatro tamaños para manejar volúmenes de hasta 150 ml. Las micropuntas también están diseñadas para procesar muestras en recipientes de diámetro más pequeño.

La micropunta de 1/8" ya viene incluida con los Sonifier SFX.



N.º de pieza	Volumen de procesamiento	Diámetro de la punta	Longitud aprox. (de trabajo)
109-122-1066	1 ml y menos de	3/32" (2,4 mm)	4"
109-122-1065	3 -10 ml	1/8" (3,2 mm)	4"
109-122-1182	5 -25 ml	3/16" (4,8 mm)	4"
109-122-1064	10 - 150 ml	1/4" (6,4 mm)	4"
109-116-1566	(4) puntas de 3-10 ml	1/8" (3,2 mm)	4"

NOTA:

El 109-116-1566 tiene (4) micropuntas de 1/8" en una bocina central de 1".
Dichas puntas son para usar únicamente con el Sonifier SFX y SLP de Branson de 150 vatios.

BRANSON™

Para obtener más información:
www.Emerson.com/Branson

El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de la empresa Emerson Electric Co. El logotipo de la marca es una marca comercial registrada de una de las empresas del Grupo Emerson. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2025 Emerson Electric Co. Todos los derechos reservados.


EMERSON™