

# Accessoires Sonifier Branson™

Micropointes SFX 150

## Vue d'ensemble

Les micropointes pour le Sonifier SFX sont disponibles dans quatre tailles pour traiter des volumes de 150 ml max. Elles sont également conçues pour traiter les échantillons contenus dans des récipients de petit diamètre.

La micropointe de 1/8 po est déjà fournie avec les sonicateurs Sonifier SFX.



Réf.	Volume de traitement	Diamètre de pointe	Longueur approximative (de travail)
109-122-1066	1 ml et moins	3/32 po (2,4 mm)	4 po
109-122-1065	3-10 ml	1/8 po (3,2 mm)	4 po
109-122-1182	5-25 ml	3/16 po (4,8 mm)	4 po
109-122-1064	10-150 ml	1/4 po (6,4 mm)	4 po
109-116-1566	3-10 ml (4) pointes	1/8 po (3,2 mm)	4 po

REMARQUE :

La référence 109-116-1566 dispose de (4) micropointes 1/8 po sur une sonotrode centrale de 1 po. Ces pointes doivent être uniquement utilisées avec le Branson 150 watts SFX et le Sonifier SLP.

**BRANSON™** Pour plus d'informations :  
[www.Emerson.com/Branson](http://www.Emerson.com/Branson)

Le logo Emerson est une marque déposée et une marque de service d'Emerson Electric Co. Les logos de la marque sont des marques enregistrées d'un des groupes d'entreprises Emerson. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2025 Emerson Electric Co. Tous droits réservés.