

Acessórios Branson™ Sonifier

Microponteiros SFX 150

Visão geral

As microponteiros para o Sonifier SFX estão disponíveis em quatro tamanhos para lidar com volumes de até 150 ml.

As microponteiros também são projetadas para processar amostras em recipientes de menor diâmetro.

A microponteira de 1/8" já é fornecida com os Sonifiers SFX.



Part #	Volume de processamento	Diâmetro da ponteira	Comprimento aprox. (em funcionamento)
109-122-1066	1 ml e menos	3/32" (2,4 mm)	4"
109-122-1065	3 - 10 ml	3,2 mm (1/8")	4"
109-122-1182	5 - 25 ml	3/16" (4,8 mm)	4"
109-122-1064	10 - 150 ml	1/4" (6,4 mm)	4"
109-116-1566	3 - 10 ml 4 ponteiros	3,2 mm (1/8")	4"

OBSERVAÇÃO:

O 109-116-1566 tem 4 microponteiros de 1/8" em um sonotrodo central de 1".

Essas ponteiros devem ser usadas somente com o Branson 150 watts SFX e o Sonifier SLP.

BRANSON™

Para obter mais informações:
www.Emerson.com/Branson

O logotipo da Emerson é uma marca registrada e uma marca de serviço da Emerson Electric Co. O logotipo da marca é uma marca registrada de uma das empresas da família Emerson. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. ©2024 Emerson Electric Co. Todos os direitos reservados.


EMERSON™