

必能信™ Sonifier® 超声波破碎仪配件

SFX 150 微量探头

概述

SFX Sonifier 超声波破碎仪的微量探头有四种尺寸可供选择, 最大处理体积为 150 ml。微量探头设计用于在直径更小的容器中处理样品。

其中尺寸为 1/8" 的微量探头是 SFX Sonifier 超声波破碎仪的标配配件之一。



订货号	可处理体积	尖端直径	大约长度(工作时)
109-122-1066	1ml 及以下	3/32" (2.4mm)	4"
109-122-1065	3 -10 ml	1/8" (3.2mm)	4"
109-122-1182	5 -25 ml	3/16" (4.8mm)	4"
109-122-1064	10 - 150 ml	1/4" (6.4mm)	4"
109-116-1566	3-10 ml, 4个尖端	1/8" (3.2mm)	4"

注:
订货号为 109-116-1566 的产品是 4 个 1/8" 微量探头位于 1" 的中心探头上。
这些尖端仅适用于必能信功率为 150 W 的 SFX 和 SLP Sonifier 超声波破碎仪。

BRANSON™ 如需更多信息, 请访问:
www.Emerson.com/Branson

艾默生标识是 Emerson Electric Co. 的商标和服务标志。该品牌标志是艾默生集团旗下子公司之一的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。© 2025 Emerson Electric Co. 保留所有权利。

