

# Accesorios Sonifier de Branson™

Soporte con vástago

## Generalidades

El soporte con varilla de acero inoxidable aloja el convertidor tradicional de Branson y sus accesorios. La abrazadera del convertidor sostiene la pila ultrasónica (convertidor y bocina) y se ajusta fácilmente para posicionar correctamente la bocina en la muestra.

El soporte cuenta con una base de hierro fundido esmaltado en negro con varilla con galvanizado de zinc. También está disponible un gabinete acústico completo para entornos sensibles al ruido.



## Medidas del soporte

Modelo 8800	
Base del soporte	9" L x 6"An x 24" Al (229 x 140 mm)
Vástago	24"Al x Diá. ½" (609 mm x 13 mm)
N.º de pieza Branson 101-063-1108	Soporte con varilla
N.º de pieza Branson 101-063-1109	Abrazadera convertidora para utilizar con los Sonifier SFX150 de Branson
N.º de pieza Branson 101-063-1110	Abrazadera convertidora para utilizar con los Sonifier SFX250 y SFX550 de Branson

Para obtener más información:  
[www.Emerson.com/Branson](http://www.Emerson.com/Branson)

**BRANSON™**



**EMERSON™**