

# Accessoires Sonifier Branson™

Statif avec tige

## Vue d'ensemble

Le statif avec tige en acier inoxydable est compatible avec le convertisseur et les accessoires de Branson. Le support de fixation du convertisseur maintient le bloc ultrasonique (convertisseur et sonotrode) et peut être facilement ajusté afin de positionner correctement la sonotrode dans l'échantillon.

Le statif possède une base en fonte émaillée noire et une tige zinguée. Une enceinte acoustique intégrale est également disponible pour les environnements sensibles au bruit.



## Mesures du statif

Modèle 8800	
Base	9" L x 6" l x 24" h (229 x 140 mm)
Tige	24" h x 1/2" dia. (609 mm x 13 mm)
Réf. Branson 101-063-1108	Statif avec tige
Réf. Branson 101-063-1109	Bride de convertisseur pour Sonifier SFX150 Branson
Réf. Branson 101-063-1110	Bride de convertisseur pour Sonifier SFX250, SFX550 Branson

Pour plus d'informations :  
[www.Emerson.com/Branson](http://www.Emerson.com/Branson)

**BRANSON™**



**EMERSON™**