

# Acessórios Sonifier Branson™

Suporte de apoio com haste

## Visão geral

O suporte de apoio com haste de aço inoxidável acomoda o conversor e os acessórios da Branson. A braçadeira do conversor suporta a pilha ultrassônica (conversor e sonotrodo) e é facilmente ajustada para posicionar adequadamente o sonotrodo na amostra.

O suporte apresenta uma base de ferro fundido esmaltado preto com haste zincada. Um invólucro acústico completo também está disponível para ambientes sensíveis ao som.



## Medidas do suporte

Modelo 8800	
Base do suporte	9" l x 6" w x 24" h (229 x 140 mm)
Haste	24" h x 1/2" diâm. (609 mm x 13 mm)
Branson Part n.º 101-063-1108	Suporte com haste
Branson Part n.º 101-063-1109	Braçadeira do conversor para uso com os Sonifiers Branson SFX150.
Branson Part n.º 101-063-1110	Braçadeira de conversor para uso com os Sonifiers Branson SFX250 e SFX550.

Para obter mais informações:  
[www.Emerson.com/Branson](http://www.Emerson.com/Branson)

**BRANSON™**

  
**EMERSON™**