

# 必能信™ Sonifier® 超声波破碎仪配件

## 带杆支撑架

### 概述

这是一款带不锈钢杆的支撑架,适用于必能信的各种换能器和配件。换能器夹持装置用于固定超声两联组(换能器和探头),保证两联组方便调节至正确的上下位置同时保持探头水平位置不偏移。

支架配备黑色搪瓷铸铁底座和镀锌杆。对于需要降低噪音的敏感环境,还可选配声学隔音外壳。



### 支撑架规格

型号 8800	
支撑架底座	9" (长) x 6" (宽) x 24" (高) (229 x 140 mm)
杆	24" (高) x 1/2" (直径) (609mm x 13mm)
必能信订货号:101-063-1108	带杆支撑架
必能信订货号:101-063-1109	适用于必能信 SFX150 超声波破碎仪的换能器夹持装置
必能信订货号:101-063-1110	适用于必能信 SFX250 和 SFX550 超声波破碎仪的换能器夹持装置

如需更多信息,请访问:  
[www.Emerson.com/Branson](http://www.Emerson.com/Branson)

**BRANSON™**

  
**EMERSON™**